



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

## **ÜRÜN ADI: KAN GAZI ENJEKTÖRÜ # KAN GAZI ŞİRINGASI (KURU -LİYOFİLİZE- SİSTEM)**

**ÜRÜN KATALOG NO: 101005**

**UBB#ÜTS NO: 8698934230321 (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD



Enjektörün ucunda, özel olarak tasarlanmış ve malzeme seçimi yapılmış siyah renkli kauçuk bir tapa vardır. Tapanın esnek yapısı her türlü gaz kaçağı ve karışmalarını önler. Böylelikle, her türlü analiz hataları kesinlikle önlenmiş olur.

Tek tek paketlerde steril olarak paketlenmiş olarak kullanıma sunulmaktadır. Her bir pakette, kullanıcı isteğine bağlı olarak bir adet 21G veya 22G steril iğne ucu bulunur.

Üründe sağlanmış olan bu özellikler ile enjektörlerimiz, üstün analiz güvenliği ile kullanıma sunulmuş olmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)  
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**