

ÜRÜN ADI : LASTİK TURNİKE**MARKA: ADR****ÜRÜN KATALOG NO : 101007 - 101010****ÜRÜNÜN DİĞER TANIMLAMALARI :****KAUÇUK TURNİKE – DREN LASTİĞİ – SERUM LASTİĞİ – TURNİKE LASTİĞİ**

Açık sarı renkli, yarı saydam esnek bir malzemedir. Gerek görülmesi durumunda 121°C sıcaklığında otoklavda steril edilebilir. Kullanım uygulamalarına karşı dayanıklılığı çok yüksektir. Sıfır derece santigratın altındaki sıcaklıklarda dahi esneklik özelliklerini kaybetmez. Kullanım yerinin özelliklerine göre seçilebilecek, aşağıda belirtilen çeşitli çaplarda üretilmektedir:

Ürün Kat. No	Boru iç çapı	Boru dış çapı
101007	2 mm	4 mm
101008	4 mm	5 mm
101009	5 mm	8 mm
101010	8 mm	10 mm



Ürünlerimiz, 25 metrelik paketler halinde satışa sunulmaktadır.
Malzemenin, doğrudan güneş ışığı almayan ve serin ortamlarda depolanması önerilir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY