



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

## ÜRÜN ADI: SALMONELLA GRUP LAM TESTLERİ PARATHYPHI AH – PARATİFO AH ÜRÜN KATALOG NO: 102061

**UBB#ÜTS NO: 8698934230062 (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD



Salmonella Enterobacteriaceae grubu üyesidir.

Çok sayıda Salmonella serovarları vardır.

Genel sınıflamada; somatik (O) ve kirpik (H) olmak üzere iki antijen grubuna ayrılır.

- **Paratyphi AH (PARATİFO AH)**

Tifo ve paratifo olasılıklarının değerlendirilmesi amacı ile kullanılır. Lam üzerinde oluşan kümelenme (aglutinasyon) oluşumu gözlemlenir.

Ürün 5 ml. lik damlalık cam şişelerde kullanıma sunulmaktadır. İstenirse ayrıca, reaksiyon lamı, karıştırma çubukları, (+) pozitif ve (-) negatif kontrol reaktifleri de sağlanır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY