



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: SALMONELLA GRUP TÜP TESTLERİ PARATHYPHI AH – PARATİFO AH ÜRÜN KATALOG NO: 102064

UBB#ÜTS NO: 8698934230161 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Salmonella Enterobacteriaceae grubu üyesidir.

Çok sayıda Salmonella serovarlari vardır.

Genel sınıflamada; somatik (O) ve kirpik (H) olmak üzere iki antijen grubuna ayrılır.

• Parathyphi AH (PARATİFO AH)

Tifo ve paratifo olasılıklarının değerlendirilmesi amacı ile kullanılır. Lam üzerinde oluşan kümelenme (aglutinasyon) oluşumu gözlemlenir.

Ürün 50 ml ve 100 ml. lik cam şişelerde kullanıma sunulmaktadır. İstenirse ayrıca; (+) pozitif ve (-) negatif kontrol reaktifleri de sağlanır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY