



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: SALMONELLA GRUP LAM TESTLERİ
PARATHYPHI BH – PARATİFO BH
ÜRÜN KATALOG NO: 102073**

UBB#ÜTS NO: 8698934230086 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Salmonella Enterobacteriaceae grubu üyesidir.

Çok sayıda Salmonella serovarları vardır.

Genel sınıflamada; somatik (O) ve kirpik (H) olmak üzere iki antijen grubuna ayrılır.

• **Paratyphi BH (PARATİFO BH)**

Tifo ve paratifo olasılıklarının değerlendirilmesi amacı ile kullanılır. Lam üzerinde oluşan kümelenme (aglutinasyon) oluşumu gözlemlenir.

Ürün 5 ml. lik damlalık cam şişelerde kullanıma sunulmaktadır. İstenirse ayrıca, reaksiyon lamı, karıştırma çubukları, (+) pozitif ve (-) negatif kontrol reaktifleri de sağlanır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY