

**ÜRÜN ADI: DIFF QUICK BOYAMA SETİ
“MGG ÇABUK BOYAMA SETİ”**

ÜRÜN KATALOG NO: 102091

UBB#ÜTS NO: 8698934231618 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD CE



Diff Quick Boyama seti, Romanowski-Giemsa boyama yönteminin geliştirilerek hızlandırılmış bir uygulamasıdır. Test sonuçları çok kısa bir sürede alınır.

Boya seti üç ana çözeltiden oluşmaktadır:

- 1- Fiksatif Çözelti
- 2- Eosinofil Çözelti (Kırmızı-Turuncu)
- 3- Thiazine Bileşikler Çözeltisi (Mavi)

* Ürün 3x100 ml, 3x250 ml, 3x500 ml ve 3x1000 ml setler halinde kullanıma sunulmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**