



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ, GUAİAC YÖNTEMİ ÜRÜN KATALOG NO: 102092.0100

UBB#ÜTS NO: 8698934230017 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



ADR Multi Screen dışkı örneklerinde gizli kan tanısı amacı ile tasarlanmış bir nitel (kalitatif) testtir.

Guaide renk oluşum ilkesi ile çalışır. Bir kaset ile dışkı örneklerinin farklı bölgelerinden alınan parçaların tek kaset üzerinde incelenmesi sağlanır. Böylelikle yanlışlığı olasılığı en aza indirilmiştir olur.

Geliştirilmiş tampon ("buffer") çözelti sistemi ile test yalnızca insan kanına duyarlı hale getirilmiştir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY