



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : ESENŞEHİR, ÇETİNKAYA SOK. NO:9 DUDULLU - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: STEPTOKOK GRUPLANDIRMA TEST KİTİ**

**ÜRÜN KATALOG NO: 102105.0600**

**UBB#ÜTS NO: 10628429000080 (PROLAB MARKA)**

**ÜRÜNÜN DİĞER TANIMLAMASI : STREP GROUPING LATEX TEST**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



**Prolex™ Streptococcal Grouping Latex Kit**

Bu hızlı lateks test kiti yardımı ile, streptokok , Lancefield grupları; A, B, C, D, F. ve G serolojik tanısı yapılır. Test uygulaması agar plaklar üzerinde elde edilmiş kültür örnekleri ile yapılır.

Testler 60 veya 120 testlik kutularda satışa sunulur. Aynı zamanda, müşteri isteğine bağlı olarak grubu oluşturan parametreleri ayrı ayrı olarak da firmamız Mediko Kimya' dan sağlayabilirsiniz.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)**

**Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**