



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: VDRL – RPR KARBON TEST (LAM YÖNTEMİ)

ÜRÜN KATALOG NO: 102108

UBB#ÜTS NO: 8698934230253 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



VDRL-RPR Karbon, sifilisin çabuk tanısında kullanılan “cardiolipid ve nontreponemic” serolojik testtir. Test reaktifi, cardiolipin / lesitin / kolesterol ve karbon partiküllerinden oluşan bir suspansiyondur. Böylelikle test sonuçlarının daha kolay bir şekilde görülür hale gelmesi sağlanmıştır.

Cardiolipid antijenleri, örnekte bulunan antikorlar ile reaksiyona girerek, siyah renkli kümelenmeler halinde gözle görülür hale gelirler.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**