



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: ÖZE UCU PLASTİK, I-10 µL  
(GAMMA STERİL TEK KULLANIMLIK)**

**ÜRÜN KATALOG NO: 104037**

**UBB#ÜTS NO: 8698934230512 (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD



Ürün, kullanım amacına uygun olarak özel medikal kalite plastik malzemeden üretilmiştir. Ürün, işlevine uygun ergonomik yapıda olup gerekli sertlik ve esneklik özelliklerine sahiptir. Öze ucunun bir ucu iğne şeklinde, diğer ucu da 10 µl çapında ve halka şeklindedir. Ürünün ayrıca bir ucu 1 µl diğer ucu da 5 µl olan çeşidi de vardır. Kullanıcı, uygulama gereklerine göre seçimini yapabilir. Ürün, tek tek ambalajlanmış ve gamma ışınları ile steril edilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)  
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY