



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.




Ofis : ESENŞEHİR, ÇETİNKAYA SOK. NO:9 DUDULLU - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: SMEAR FIRÇASI, YELPAZE TİPİ, STERİL ÜRÜN KATALOG NO: 104042

UBB#ÜTS NO: 8698934232707 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Ürün, kullanım amacına uygun olarak, özel medikal kalite plastik malzemeden üretilmiştir.

Ürün, fırça ve sap olmak üzere iki ayrı parça olarak tasarlanmıştır.

Ergonomik yapısı sonucu, fırça kısmı, saptan uygun bir kuvvet uygulanması ile kolayca ayrılır.

Fırça kısmının şekli ve malzeme yumuşaklığı sayesinde Örnek toplama işlemi, tahrişe neden olmadan en fazla örneğin alınmasını sağlar.

Ürün, gamma ışınları ile steril edilmiş olup, tek tek steril Poşetlerde satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY