



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eeengehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: İDRAR KABI, NON-STERİL

ÜRÜN KATALOG NO: 104294

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŐI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Ürün, PE veya PP plastik malzemeden üretilmiştir.

100 ml hacindedir.

Kapak, vidalı ve sıvı sızdırmaz özelliktedir.

Ürün, steril özellikte değildir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY