



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: İDRAR KABI, STERİL, ASEPTİK,
TEK TEK POŞETTE, 10 ML**

ÜRÜN KATALOG NO: 104296

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Ürün, PE veya PP plastik malzemedен üretilmiştir.

100 ml hacindedir.

Kapak, vidalı ve sıvı sızdırmaz özelliktedir.

Ürün, tek tek paketlenmiş ve aseptik-gamma özelliktedir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY