




Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI : PCR TÜPÜ, DÜZ KAPAKLI, 0.2 ML  
DNase, RNase, Pyrogene Free, Steril (EO)  
ÜRÜN KATALOG NO : 104311  
UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI  
ÜRÜNÜN DİĞER TANIMLAMASI : MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ 0.2 ML**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır**



- \* Ürün, medikal kalite (grade) polipropilen malzeme ile üretilmiştir.
- \* Ürün; DNase, RNase Pirogen içermeyen (Pyrogene Free) özellikte ve sterildir. (EO)
- \* Gövdeye bağlı kapak, düz yapıdadır.
- \* PCR çalışmalarında uygulanan santrifüj devir hızlarına uygundur.
- \* 1000 Adetlik poşetlerde satışa sunulmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)**

**Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**