



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eşenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: PCR TÜP SPORU, 96 GÖZLÜ, 0.2 ML

ÜRÜN KATALOG NO: 104327 - HP4014

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (HUIDA MARKA)

ÜRÜNÜN DİĞER TANIMLAMASI : SANTRİFÜJ TÜP SPORU, 0.2 ML

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



- * Ürün, medikal kalite (grade) polipropilen malzeme ile üretilmiştir.
- * Ürün; PCR ve genetik laboratuvar çalışmalarında kullanılan kimyasallara ve çözeltilere karşı dayanıklıdır.
- * Kutu boyutlarına uygun kapağı vardır.
- * İstenen adetlerde satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY