

ÜRÜN ADI: DRAGON OTOMATİK PİPET

ÜRÜN KATALOG NO: 104XXX

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (DRAGON MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Bütün DRAGON otomatik pipetlerinin kaliteleri, ISO8655-2:2002 kurallarına göre test ve kalibre edilerek sertifikaları hazırlanmıştır. Her pipetin kalibrasyon sertifikası pipet ile birlikte verilmektedir.

Ürünün teknik özellikleri:

- * Ürünün hafif ve kullanışlı (ergonomik) bir yapısı vardır.
- * Küçük bir kuvvet uygulaması ile rahat çalışma sağlar.
- * Digital ekranı ile hacim ayarlamaları ve okunmaları kolaylıkla yapılır.
- * Pipetlerin 0.1 ml ile 10 ml aralığında geniş bir hacim yelpazesi vardır.
- * Kalibrasyon ve bakım çalışmaları kolaydır.
- * Ayrı bir pipet atma düğmesi vardır.
- * Pipetin alt kısmı, otoklavlanabilir özelliktedir.
- * Her atımda eşit hacimde sıvı boşaltılır.

**DRAGON (TopPette) TİPİ TEK KANALLI AYARLANABİLİR OTOMATİK PİPETLERİN
RAKKAMSAL ÖZELLİKLERİ**

Tek Kanallı Ayarlanabilir Otomatik Pipetler

Hacim Aralığı Range	Artış Hacimleri	Test Hacimleri	En Büyük		En Büyük	
			Sistemik Hata Payı (Inaccuracy)		Random Hata Payı (Imprecision)	
			%	µL	%	µL
0.1-2.5µL	0.05µL	2.5µL	2.50%	0.0625	2.00%	0.05
		1.25µL	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375
		0.25µL	12.00%	0.03	6.00%	0.015
0.5-10µL	0.1µL	10µL	1.00%	0.1	0.80%	0.08
		5µL	1.50%	0.075	1.50%	0.075
		1µL	2.50%	0.025	1.50%	0.015
2-20µL	0.5µL	20µL	0.90%	0.18	0.40%	0.08
		10µL	1.20%	0.12	1.00%	0.1
		2µL	3.00%	0.06	2.00%	0.04
5-50µL	0.5µL	50µL	0.60%	0.3	0.30%	0.15
		25µL	0.90%	0.225	0.60%	0.15
		5µL	2.00%	0.1	2.00%	0.1
10-100µL	1µL	100µL	0.80%	0.8	0.15%	0.15
		50µL	1.00%	0.5	0.40%	0.2
		10µL	3.00%	0.3	1.50%	0.15
20-200µL	1µL	200µL	0.60%	1.2	0.15%	0.3
		100µL	0.80%	0.8	0.30%	0.3
		20µL	3.00%	0.6	1.00%	0.2
50-200µL	1µL	200µL	0.60%	1.2	0.15%	0.3
		100µL	0.80%	0.8	0.30%	0.3
		50µL	1.00%	0.5	0.40%	0.2
100-1000µL	5µL	1000µL	0.60%	6	0.20%	2
		500µL	0.70%	3.5	0.25%	1.25
		100µL	2.00%	2	0.70%	0.7
200-1000µL	5µL	1000µL	0.60%	6	0.20%	2
		500µL	0.70%	3.5	0.25%	1.25
		200µL	0.90%	1.8	0.30%	0.6
1000-5000µL	50µL	5000µL	0.50%	25	0.15%	7.5
		2500µL	0.60%	15	0.30%	7.5
		1000µL	0.70%	7	0.30%	3
2-10mL	0.1mL	10mL	0.60%	60	0.20%	20
		5mL	1.20%	60	0.30%	15
		2mL	3.00%	60	0.60%	12

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY