

ÜRÜN ADI: MAY GRUNWALD ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN KATALOG NO: 129023

UBB#ÜTS NO: 8698934231083 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Metilen mavisi ve Eosin Y boyar maddeleri ile üretilmiş alkol bazlı bir çözeltilidir.

Ürün; Hematoloji, histoloji, sitoloji, bakteriyoloji ve mikrobiyoloji gibi oldukça geniş çalışma alanlarında, laboratuvar çalışmalarında kullanılan bir çözeltilidir.

Kan hücrelerinin boyanarak farklılandırılmasında, lenfo hemopoetik dokuların boyanmasında ve doku kesitlerindeki patojen oluşumlar ile parazitlerin ışık mikroskopisi çalışmalarında kullanılır.

Ürün; 100 ml, 250 ml, 1000 ml ve 2500 ml cam şişelerde, ayrıca, 500 ml, 1000 ml ve 2500 ml. lik cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY