

## ÜRÜN ADI: GİEMSA ÇÖZELTİSİ

ÜRÜN KATALOG NO: 129024

UBB#ÜTS NO: 8698934230932 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Metilen mavisi, eosin ve Azur-A , Azur B (Thiazin bileşikleri) boyar maddeleri ile üretilmiş Romanowsky boyasıdır.

Giemsa boyama çözeltisi, bileşiminde, aynı zamanda tamponlayıcı ve sabitleştirici kimyasalları da içermektedir.

Ürün; Hematoloji, histoloji, sitoloji, bakteriyoloji ve mikrobiyoloji gibi oldukça geniş çalışma alanlarında, laboratuvar çalışmalarında kullanılan bir çözeltidir.

Ürün; 100 ml, 250 ml, 1000 ml ve 2500 ml cam şişelerde, ayrıca 500 ml, 1000 ml ve 2500 ml. lik plastik şişelerde satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY