



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: İMMERSİYON YAĞI

ÜRÜN KATALOG NO: 129055


UBB#ÜTS NO: 8698934231694 (ADR MARKA)

ÜRÜNÜN DİĞER TANIMLAMASI : IMMERSION OIL

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



İmmersiyon yağı ("Immersion oil") mikroskopi çalışmalarında kullanılan bir yardımcı üründür. İncelenecek örnek ile objektif arasında yer alarak, mikroskopi çalışmalarında yanlıgsız ve yüksek çözünürlükte görüntülerin elde edilmesi sağlanır.

Mediko Kimya, Ar&Ge laboratuvarlarında geliştirilmiş olan ürünümüz yurtiçi ve yurt dışı çok sayıda kurum laboratuvarında yıllardır başarı ile kullanılmaktadır.

100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml Ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY