



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816


ÜRÜN ADI: METHYLENE MAVİSİ (C.I.52015) BOYAR MADDE ÜRÜN KATALOG NO: 129068

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Ürün, mikroskopi çalışmalarında boyar madde olarak kullanılmaya uygun niteliktedir.

Formül: C₁₆H₁₈ClN₃S

Molar kütle: 319.85 g/mol

Ürün, 10 gram, 50 gram, 100 gram veya kullanıcının isteğine uygun ambalajlarda sağlanır.

Ürün ile ilgili teknik bilgiler istek üzerine gönderilir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY