


ÜRÜN ADI: KRİSTAL VİYOLE “CRYSTAL VIOLE”
ÜRÜN KATALOG NO: 129133 – 131023 (C.I. 42555)

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



**Kristal viyole için kullanılmakta olan diğer terimler: Methyl Violet 10B,
Hexamethyl Pararosaniline Chloride**

Kristal viyole boyar maddesi, klinik tanı çalışmalarında, insan kaynaklı örneklerde Gram pozitif ve Gram negatif bakteri türlerinin boyanmasında yararlanılan antifungal ve antihelmintik özellikleri de vardır.

Kristal viyole ayrıca çeşitli endüstri dallarında da boyar madde olarak kullanılmaktadır.

Ürün, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gramlık birimler halinde satışa sunulmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eşenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: KRİSTAL VİYOLE “CRYSTAL VIOLE”

ÜRÜN KATALOG NO: 129133 – 131023 (C.I. 42555)

ÜRÜN BELİRLEME BİLGİLERİ:

Cas Number: 548-62-9 1733-13-7 (Base)
Beilstein Referance: 3580948
EEC Number: 208-953-6
KEGG: D01046
RTECS Number: BO9000000
UN Number: 3077

ÖZELLİKLER:

Chemical Formula: $C_{25}H_{30}ClN_3$
Molar Mass: 407.99 g/mol⁻¹
Melting Point: 205°C (401°F, 478 K)

FARMAKOLOJİ:

ATC CODE: D01AE02 (WHO) G01AX09 (WHO)

ÇEKİNCE (TEHLİKE) BİLDİRİMLERİ:



GHS İşaretleri (pictograms)

GHS Signal Word: Çekince (Tehlike)
GHS Hazard Statements: H302, H318, H351, H410
GHS Precautionary Statements: P273, P280, P305+351+338, P501
Lethal Dose or Concentration (LD,LC):
LD₅₀ (Median Dose) : 1.2 g/kg (oral,mice)
1.0 g/kg (oral, rats)

GHS “Global Harmonized System” Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili küresel uyumlu bildirim sistemi.

Mediko Kimya Ltd. Şti. : ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY