



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816


ÜRÜN ADI: AGAR BAKTERİYOLOJİK

ÜRÜN KATALOG NO: 129474

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Ürün, moleküler biyoloji çalışmalarına uygun kalitededir.

Canlı hücre dışında (IVD) yapılan mikrobiyolojik çalışmalar, sıvı ortamları katılaştırmak için kullanılan besiyeri katkısı olarak kullanılır.

Pek çok mikroorganizmanın inkübasyon sıcaklığında katı formunu korur ve bakteriyel enzimlerle parçalanmaya dayanıklıdır.

Ürün, 250 gram, 500 gram, 1000 gram veya kullanıcının isteğine uygun ambalajlarda sağlanır.

Ürün ile ilgili teknik bilgiler istek üzerine gönderilir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY