

ÜRÜN ADI: FENOL KRİSTAL (PHENOL CRYSTAL), FA
ÜRÜN KATALOG NO: 129609

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



FA, ANALİZ KALİTE (FOR ANALYSIS)

C₆H₅OH ≥ 99.5%

CAS-No: 108-95-2

Formül: C₆H₅OH

Kaynama Noktası: 181,7 °C

Erime Noktası: 40,5 °C

Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %

EC-No: 203-632-7

Molar Kütle: 94,11 g/mol

Yoğunluk: 1,07 g/cm³

İçinde Çözündüğü Madde: Su

Iron (Fe): ≤ 0.0001 %

Fenol benzen halkasına OH⁻ molekülünün bağlanmasıyla oluşur. Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bileşiklerdir. Saf halde, renksiz veya beyazdan hafifçe pembeye çalan renkte kristal katı şeklindedir.

Ürün, istenen miktarlarda satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY