



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: CAMA YAZAR KALEM, ASETAT UÇLU, YEŞİL**  
**ÜRÜN KATALOG NO: 148051**

**UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (EDDING MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



Cam ve plastik malzemeler üzerine yazı yazılması amacı ile tasarlanmış bir üründür.

Kalem ucunda bulunan silgi ile yazılar silinip istenen düzeltmeler yapılabilir.

Yazılar; alkol, aseton ve ksilen gibi kimyasallar ile silinir.

Kırmızı, mavi, yeşil ve siyah renkleri vardır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)**  
**Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**