



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : ESENŞEHİR, ÇETİNKAYA SOK. NO:9 DUDULLU - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: LAM TAŞIMA KUTUSU#SMEAR KUTUSU
DİK LAM GÖNDERME KUTUSU (2 LAM İÇİN)
ÜRÜN KATALOG NO: 148083**

UBB#ÜTS NO: 8698934232745 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.



Ürün medikal kalite (PP-ABS) sert plastik malzemeden üretilmiştir.
Kutu ile birbirine değmeden iki adet lam taşınabilir.
Kutu ve kapak birbirine bağlı tek parça halindedir.
Kutu, özel tasarım kapağı sayesinde içine konan sıvı kimyasalların dahi dışarıya sızmasını engelleyici özelliindedir.
İçine konan ve taşınan örneğin diğer kutulara ve çevreye bulaşı riski tamamen önlenmiştir.
Uzak mesafe taşımalarına da uygundur.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**