



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: ŞALE, CAM, DİKEY,  
HALLEND AHL TİPİ, GENİŞ AĞIZ  
ÜRÜN KATALOG NO: 148119  
UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (STANDART ÜRÜN)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



Ürün kimyasallara karşı dayanıklı cam malzemeden üretilmiştir.

Gövde ve kapak olmak üzere iki parçadır.

Sekiz adet lam, birbirine değmeden boyanabilir.

Boyama işlemleri, kapaklı veya kapaksız şekilde kullanılarak uygulanabilir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY