



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: BONCUK PARAFİN (56-58°)**

**ÜRÜN KATALOG NO: 148123**

**UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŐI (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dıŐı tanı çalıŐmalarında kullanılır.**

IVD

CE



Histoloji & Patoloji kalite ürün, doku gömme işlemlerinde kullanıma uygundur.

**Erime noktası:** 56-58°dir.

Ürün, saf parafin olup yağsızdır. DMSO ve polimer katkıları yoktur.

Ürün; 1 kg, 5 kg, 10 kg ve 25 kg lık ambalaj birimleri halinde kullanıma sunulmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)**

**Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**