



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: BİYOPSİ KESESİ # BİYOPSİ TORBASI

ÜRÜN KATALOG NO: 149054 – 075 - 076

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Ürün, histoloji ve patoloji boyama yöntemlerinde kullanılan tüm kimyasal maddelere dayanıklı naylon mesh malzemeden üretilmiştir.

Üç ayrı boyutu olup, katalog numaraları şu şekildedir:

20 X 30 MM CAT NO: 149054

30 X 45 MM CAT NO: 149075

40 X 60 MM CAT NO: 149076

Çok küçük biyopsi örneklerinin boyama aşamalarında kaybolmalarının önlenmesi amacı ile kullanılır.

Ürün 500 ve 1000 Adetlik paketler halinde satışa sunulmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**