

**ÜRÜN ADI: CRYO GEL – CRYO MATRIX – CRYO MEDIA  
DONAR ORTAM JELİ**

**ÜRÜN KATALOG NO: 149188**

**UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



Histoloji ve patoloji laboratuvarlarında, kriyoskopi çalışmalarında kullanılan donar ortamdır. Dondurularak incelenmesi gereken örnekleri gömmek için kullanılır. Çalışmaların gerektirdiği fiziksel ve kimyasal özelliklerin tümünü karşılayan, suda çözünebilir özel bir polimer karışımdır.

Kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile piset tipi, 100 ve 200 ml. lik plastik şişelere ve saydam, sarı, yeşil, mavi ve pembe olmak üzere beş ayrı renkte kullanıma sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY