


ÜRÜN ADI: BALON, CAM, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ
ÜRÜN KATALOG NO: 103021 - 103033
UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (SH MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.



103021	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	25 ML
103022	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	50 ML
103023	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	100 ML
103024	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	250 ML
103025	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	500 ML
103026	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	1000 ML
103027	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	2000 ML
103028	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	3000 ML
103029	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	4000 ML
103030	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	5000 ML
103031	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	6000 ML
103032	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	10000 ML
103033	BALON, KISA BOYUNLU, DİBİ DÜZ	20000 ML



* Ürünler borosilikat 3.3 cam malzemedir, ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

* Ürün et kalınlığı yüksektir ve ısıya dayanıklıdır. Ağız yapısı kalınlaştırılmış ve çıkıntılı biçimde (dudaklı) üretilmiştir.

* Her balonun üzerinde hacim bilgisi yazılıdır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY