


ÜRÜN ADI: BEHER, KISA FORM, DERECELİ
ÜRÜN KATALOG NO: 103072 - 103085
UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (SH MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD**CE**

103072	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	10 ML
103073	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	25 ML
103074	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	50 ML
103075	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	100 ML
103076	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	150 ML
103077	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	250 ML
103078	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	400 ML
103079	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	600 ML
103080	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	800 ML
103081	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	1000 ML
103082	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	2000 ML
103083	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	3000 ML
103084	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	5000 ML
103085	BEHER, KISA FORM, DERECELİ	10000 ML



Beherler kısa formdadır.

3.3 borosilikat malzemeden üretilmiş; ısıya, kimyasallara ve darbelere karşı dayanıklı bir yapısı vardır.

Formu ve ağız yapısı çözelti damla kaçaklarını önleyecek biçimdedir.

Beherlerin dış yüzeyleri, kimyasallara karşı dayanıklı özel cam beyazı ile hacim göstergelidir. İşaretlenmiştir.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY