



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : ESENŞEHİR, ÇETİNKAYA SOK. NO:9 DUDULLU - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A DUDULLU - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: DOKU TAKİP KASETİ (GÖVDE+KAPAK)

ÜRÜN KATALOG NO: 104162 - 104167

UBB#ÜTS NO: 8698934230475 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Ürün, asitler çözücüler ve doku takip işlemlerinde kullanılan diğer kimyasallara karşı dayanıklı medikal kalite poliasetal (POM) plastik malzemeden üretilmektedir.

Ürün, doku takip işlemlerinde uygulanan tüm sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve deforme olmaz.

Gövde ve kapak birbirine bitişiktir. Kapak, defalarca açılıp kapatılabilir, bağlı olduğu gövdeden kırılmadan ve kopmadan rahatlıkla kullanılır.

Gövdenin ön tarafında bulunan eğimli yüzey, yazı yazılmaya ve etiketlenmeye uygundur.

Standart boyutları sayesinde, tüm mikrotom yuvalarına tam uyumludur.

Ürün beş ayrı ana renkte üretilmektedir. Ayrıca istek üzerine, seçilecek diğer renklerde de özel olarak üretilebilir.

500 Adetlik paketler halinde satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY