



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: OTOMATİK PİPET, AYARLANABİLİR,
TÜM OTOKLAVLANABİLİR
ÜRÜN KATALOG NO: 104299 - 104308**

ÜRÜN MARKASI: ACCUMAX - A

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



- Ayarlanabilir otomatik pipet.
- Tümüyle otoklavlanabilir. (Fully Autoclavable)
- Hafif ve ergonomik kullanım.
- Dijital hacim ayarlama ve kilitleme (click stop) sistemi.
- DIN 12650 ve EN 1508655 standartlarına uygun kalibrasyon.
- Yüksek doğruluk ve duyarlılık özellikleri (High accuracy & precision)



Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY



FULLY AUTOCLAVABLE

Micro Volume Pipette

- Fully Autoclavable
- Light Weight & Ergonomic Design
- Click stop volume setting
digital system
- Calibration conforms to DIN 12650
& EN ISO 8655 standards
ensuring high accuracy & precision



Accumax

FULLY AUTOCLAVABLE

Micro Volume Pipette

Variable Volume

Cat No	Volumes	Increments
AV-100	0.5 - 10 μ l	0.1 μ l
AV-200	5 - 50 μ l	0.5 μ l
AV-300	50 - 200 μ l	1 μ l
AV-400	200 - 1000 μ l	5 μ l
AV-500	10 - 100 μ l	0.5 μ l
AV-600	100 - 1000 μ l	5 μ l
AV-700	2 - 20 μ l	0.1 μ l
AV-800	20 - 200 μ l	1 μ l
AV-900	500 - 5000 μ l	50 μ l
AV-1000	1 - 10 ml	0.1 ml

Fix Volume

Cat No	Volume
AF-0005	5 μ l
AF-0010	10 μ l
AF-0020	20 μ l
AF-0025	25 μ l
AF-0050	50 μ l
AF-0100	100 μ l
AF-0200	200 μ l
AF-0250	250 μ l
AF-0500	500 μ l
AF-1000	1000 μ l
AF-2000	2000 μ l
AF-5000	5000 μ l
AF-10000	10000 μ l



ISO 9001 : 2000



NABL

C8508 ISO/IEC 17025:2005
National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories

Website: www.17025.org/17025.org
National Metrology Bureau
Testing Laboratory Calibration Laboratory