



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

## ÜRÜN ADI: SALMONELLA GRUP TÜP TESTLERİ (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD CE



Salmonella grubu, Enterobacteriaceae ailesinde bulunmaktadır. Salmonella enterica ve Salmonella bongori olmak üzere iki türü vardır. İnsanlardan elde edilen izolatların çoğu (> %99.5) Salmonella enterica serotipidir. Salmonella türlerinin üretilmesi için, EMB, SS, XLD, HE, DCA Agar ve Selenit F Buyyon besi yeri ortamlarına ekilmesi gerekir. Kolonilerin laktoz kullanımı ve H<sub>2</sub>S üretimi başta olmak üzere biyokimyasal özelliklerine göre tanısı yapılır.

Serolojik tanı için Gruber-Widal testleri uygulanmaktadır. Ürün isteğe göre 50 ve 100 ml lik kahverengi cam şişelerde kullanıma sunulur.

Gruber-Widal test, tüp yöntemi ürünleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

CAT. NO.	UBB/ÜTS NO.	ÜRÜN
102051	8698934230208	SALMONELLA, TİFO TH
102057	8698934230215	SALMONELLA, TİFO TO
102064	8698934230161	SALMONELLA, PARATİFO AH
102070	8698934230178	SALMONELLA, PARATİFO AO
102075	8698934230185	SALMONELLA, PARATİFO BH
102081	8698934230192	SALMONELLA, PARATİFO BO

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY