



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eşenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: SWAB, JELLİ, CARY BLAIR

ÜRÜN KATALOG NO: 104054

UBB#ÜTS NO: 8698934230352 (ADR MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD

CE



Ürün, PE veya PP plastik malzemeden üretilmiştir.
Taşıyıcı çubuk PE veya PP, sürgeç ucu dakron malzemedir.
Kapak, delikli ("perfore") etiket ile güvence altına alınmıştır.
Ürün, gamma steril özelliktedir.
Tek tek poşetlenmiş olarak satışa sunulur.
Tüplerin içerisinde jel formunda **Cary Blair** besiyeri bulunmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com
Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY