



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eşenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: SWAB, JELLİ, STUART**

**ÜRÜN KATALOG NO: 104055**

**UBB#ÜTS NO: 8698934230352 (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



Ürün, PE veya PP plastik malzemeden üretilmiştir.  
Taşıyıcı çubuk PE veya PP, sürgeç ucu dakron malzemedir.  
Kapak, delikli ("perfore") etiket ile güvence altına alınmıştır.  
Ürün, gamma steril özelliktedir.  
Tek tek poşetlenmiş olarak satışa sunulur.  
Tüplerin içerisinde jel formunda **Stuart** besiyeri bulunmaktadır.

**Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)**  
**Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY**